

GO●CHAIR™

FAUTEUIL DE VOYAGE

L'avant-gardiste fauteuil combine maniabilité, facilité de transport et style à un prix très, très accessible.



Spécifications

Roues arrière	8" (solide)
Roues avant	5" (solide)
Anti-basculants	2" (solide)
Vitesse maximale	3.5 mhp
Dégagement au sol	2.5"
Rayon de giration	19"
Longueur	27"
Largeur	19"
Type de siège	Pliable, compact, léger
Batteries requises	(2) 12V, 12 amp
Autonomie	jusqu'à 10 miles
Chargeur	Externe, 2A
Électroniques	50A, PG VSI
Capacité de poids	250lb
Poids de la base	53lb (incluant l'assemblage avant et arrière, sans les batteries)
Poids du siège standard	25lb
Poids des batteries	20lb
Suspension	limitée

* L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus.

TRANSPORT FACILE

- Batteries compacts et faciles à enlever, châssis léger
- Se désassemble en quatre parties
- Se place dans la plupart des coffres arrière des voitures

PERFORMANCE

- Vitesse maximale de 3.5mhp et assez de puissance pour vous conduire où vous le désirez
- Moteurs doubles à désembrayage individuel pour une meilleure traction et une conduite précise

MANIABILITÉ

- Rayon de giration de 19"



Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

Pride
Mobility Products Co.

St. Catharines, Ontario
Tel: 888 570 1113
Fax: 905 682 7256
www.pridemobility.com