

## Renseignements relatifs aux commandes

Code	Description du produit	Longueur
5101L50	Vêtement <i>Hydroven</i> 1 - demi-jambe	50 cm
5101L66	Vêtement <i>Hydroven</i> 1 - jambe complète	66 cm
5101L71	Vêtement <i>Hydroven</i> 1 - jambe complète	71 cm
5101L76	Vêtement <i>Hydroven</i> 1 - jambe complète	76 cm
5101L84	Vêtement <i>Hydroven</i> 1 - jambe complète	84 cm
5101L92	Vêtement <i>Hydroven</i> 1 - jambe complète	92 cm
5101A51	Manchon <i>Hydroven</i> 1 - demi-bras	51 cm
5101A68	Manchon <i>Hydroven</i> 1 - bras complet	68 cm
5101A78	Manchon <i>Hydroven</i> 1 - bras complet	78 cm

5103L50	Vêtement <i>Hydroven</i> 3 - demi-jambe	50 cm
5103L66	Vêtement <i>Hydroven</i> 3 - jambe complète	66 cm
5103L71	Vêtement <i>Hydroven</i> 3 - jambe complète	71cm
5103L76	Vêtement <i>Hydroven</i> 3 - jambe complète	76cm
5103L84	Vêtement <i>Hydroven</i> 3 - jambe complète	84cm
5103L92	Vêtement <i>Hydroven</i> 3 - jambe complète	92cm
5103A68	Manchon <i>Hydroven</i> 3 - bras complet	68cm
5103A78	Manchon <i>Hydroven</i> 3 - bras complet	78cm

510LI50	Insertion <i>Hydroven</i> - demi-jambe	50 cm
510LI66	Insertion <i>Hydroven</i> - jambe complète	66 cm
510LI71	Insertion <i>Hydroven</i> - jambe complète	71 cm
510LI76	Insertion <i>Hydroven</i> - jambe complète	76 cm
510LI84	Insertion <i>Hydroven</i> - jambe complète	84 cm
510LI92	Insertion <i>Hydroven</i> - jambe complète	92 cm
510AI68	Insertion <i>Hydroven</i> - bras complet	68 cm
510AI78	Insertion <i>Hydroven</i> - bras complet	78 cm

## Flowtron Hydroven<sup>MC</sup> 3 spécifications de l'appareil

Code	510003
Puissance	220 – 240V c.a. 50 Hz
Dimensions	27 cm x 14 cm x 14 cm
Poids	2,4 kg
Plage de pressions	De 30 à 100 mm de Hg
Temps de cycle	90 s (gonflage); 90 s (dégonflage)

**VALCO**

©HUNTLEIGH HEALTHCARE LIMITED



Les noms portant les suffixes <sup>MD</sup> et <sup>MC</sup> sont des marques déposées de Huntleigh Technology PLC.

Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

**FLOWTRON<sup>MC</sup>**  
**hydroven**

 **Huntleigh**  
HEALTHCARE

# FLOWTRON HYDROVEN<sup>MC</sup> 3



[www.valco.ca](http://www.valco.ca)

Dispositif de compression pneumatique intermittente

Division des produits de **COMPRESSION PNEUMATIQUE INTERMITTENTE**



Marque de notoriété internationale, Flowtron<sup>MD</sup> se distingue par sa qualité, sa fiabilité et l'excellence de son service. Le dispositif de compression pneumatique intermittente (CPI) **Flowtron Hydroven<sup>MC</sup> 3** propose une technique de compression dynamique et sans intervention chimique. Les Produits Hydroven offrent une grande efficacité clinique dans le traitement de nombreux troubles vasculaires et lymphatiques, notamment les ulcères veineux, les œdèmes orthostatiques et traumatiques, de même que l'insuffisance veineuse chronique.

La conception polyvalente et ergonomique du dispositif offre au clinicien le choix de divers vêtements pour bras ou jambes, composés de un ou de trois compartiments. Mise à l'épreuve lors de nombreux tests, la technologie de Huntleigh Healthcare vous assure des résultats efficaces et un traitement tout en douceur à chaque utilisation.

### Un dispositif facile d'emploi pour un traitement actif

Le dispositif ergonomique *Flowtron Hydroven<sup>MC</sup> 3* a été mis au point de façon à tenir compte des diverses situations d'utilisation, en clinique comme au domicile du patient. Les boutons de réglage, les indicateurs et les unités de connexion sont simples à utiliser et faciles d'accès. La conception judicieuse de l'appareil rend sa manipulation, son transport et son rangement aisés et sécuritaires.

- Le dispositif de connexion à pression à tube unique dont sont munis tous les vêtements facilite l'utilisation de l'appareil et permet de prévenir les débranchements accidentels.
- Le système permet de détecter automatiquement la connexion d'un ou de deux vêtements ce qui simplifie l'installation. Il suffit de brancher l'appareil et de le mettre en marche pour entreprendre le traitement actif d'un vaste éventail de troubles vasculaires et lymphatiques.
- La légèreté de l'appareil et la conception ergonomique de sa poignée permettent de le manipuler et de le transporter sans effort.



### Une grande souplesse d'utilisation permettant de répondre aux besoins des patients

Le dispositif *Flowtron Hydroven<sup>MC</sup> 3* s'accompagne d'un choix de vêtements pour bras ou jambes, composés de un ou de trois compartiments de compression, gonflables au moyen d'une seule et même pompe. Un régulateur de pression permet d'adapter le traitement aux besoins de chaque patient.

- Des insertions gonflables exclusives permettent d'ajuster le dispositif aux membres de grande taille, procurant ainsi une compression circonférentielle réelle.
- De conception judicieuse, l'appareil peut être orienté verticalement ou horizontalement afin de faciliter l'accès aux boutons de réglage pour le patient, le clinicien ou la personne soignante.

### Une assurance de confort pour le patient à chaque utilisation

Confort et assurance vont de pair avec la marque *Flowtron<sup>MD</sup>*. Les vêtements et les appareils sont conçus de façon à assurer un maximum de confort au patient tout en lui offrant d'excellents résultats sur le plan clinique.

- Alliant légèreté et résistance, les vêtements pour bras ou jambes comportent un revêtement interne souple qui se dilate vers l'intérieur afin de masser tous les contours du membre à traiter.
- Dans tous les vêtements destinés au traitement des jambes, la portion gonflable qui reçoit le pied assure la distribution de pression tout autour de celui-ci, contribuant ainsi à éliminer le resserrement des orteils et à améliorer l'observance du patient.
- Une large fermeture éclair munie d'un anneau facilite la mise en place et le retrait du vêtement lorsque la mobilité ou la dextérité du patient est réduite.
- Comme l'appareil est silencieux et n'émet aucune vibration, son fonctionnement est très peu dérangement, ce qui favorise l'observance du patient et permet d'adapter l'utilisation du dispositif à son mode de vie.



### Vêtements Hydroven<sup>MC</sup> 1

- Vêtements pour bras ou jambes à un compartiment pour l'obtention d'une compression uniforme
- Peuvent être utilisés avec les insertions *Hydroven<sup>MC</sup>*
- Dispositif de connexion à pression à tube unique facilitant le raccordement



### Vêtements Hydroven<sup>MC</sup> 3

- Vêtements pour bras ou jambes à trois compartiments pour l'obtention d'une compression séquentielle
- Réduction de 10 % du gradient de pression dans chaque compartiment, de la partie distale à la partie proximale du membre
- Peuvent être utilisés avec les insertions *Hydroven<sup>MC</sup>*
- Dispositif de connexion à pression à tube unique facilitant le raccordement



### Insertions Hydroven<sup>MC</sup>

- Insertions gonflables à compartiment unique destinées à augmenter la circonférence du vêtement pour une utilisation sur des membres de grande taille, tout en procurant une compression circonférentielle réelle des contours du membre à traiter.