

mediven[®] elegance

La beauté se remarque



On ne remarque pas qu'il s'agit d'un bas de compression. Avec le nouveau mediven elegance, le port de bas de compression n'a jamais été aussi attractif !

Superbe forme.

- L'élégance mode alliée à une efficacité élevée. Un bas de compression ayant l'apparence d'un bas fin, décliné dans une palette de couleurs actuelles, et agrémenté d'ELEMENTS SWAROVSKI exclusifs
- Nouveaux motifs décoratifs pour la bande adhésive des bas cuisse (bande adhésive platinum, sensitive, extra, basic).
- Collant à effet push-up et ventre plat, pour affiner la silhouette.

Doux pour la peau.

- Matière particulièrement agréable pour la peau, comme démontré dans un test dermatologique. Convient aux peaux sensibles.
- Technologie hybride medi innovante de tricotage et de matériaux, conjuguant pour la première fois transparence et douceur, ainsi que facilité d'enfilage et de retrait.

Coupe flatteuse.

- Soft Elastic pour plus de liberté de mouvement des orteils et plus de confort dans la zone de l'avant-pied.
- Talon raccourci pour un ajustement sans pli. Encore plus discret dans les chaussures et particulièrement solide, en raison du double renfort au talon.
- Bord particulièrement large et fini de manière douce, pour une tenue parfaite et une sensation de port agréable.

Longueurs

- Bas genou
AD normal ou AD court
- Bas cuisse
AG normal ou AG court
- Collant
AT normal ou AT court
- Collant de maternité
AT/U normal ou AT/U court
- Culotte effet push-up et ventre plat
AT/P normal et court

Explication des classes de compression

| | |
|-------|---|
| CCL 1 | Compression en mmHG 18.0 - 21.0 Compression en kPa 2.40 - 2.80 |
| CCL 2 | Compression en mmHG 23.0 - 32.0 Compression en kPa 3.10 - 4.30 |



Bandes adhésives déco

- Bande adhésive platinum
- Bande adhésive sensitive
- Bande adhésive extra

- Bande adhésive basic

medi. ich fühl mich besser.